



PRELIEVO E SOMMINISTRAZIONE - INIETTORE TC-RM 1 TESTA

Drawing and administration set for 1 head CT-MRI injector



CODICE CODE	V.N.R. CHECK VALVES	LINEE - LINES			P. MAX	
		PRELIEVO DRAWING	INIETTORI INJECTOR	PAZIENTE PATIENT		
MCI/625	CONNETTORE A "T" CON DOPPIA V.N.R. "T" connector w/dual Check Valve	SPIKE CON FILTRO ARIA GOCCIOLATORE CON FILTRO LIQUIDI 15 µm LINEA RIGATA GIALLA 110 cm Spike w/air filter Drip chamber w/15 µm solution filter 110 Cm yellow striped line	L.L.F.	150 CM L.L.M.	305 PSI 21 BAR	50
MCI/626	CONNETTORE A "T" CON DOPPIA V.N.R. "T" connector w/dual Check Valve	SPIKE CON FILTRO ARIA LINEA RIGATA BIANCA 115 cm Spike w/air filter 115 Cm white striped line	L.L.F.	L.L.M.	300 PSI 20,5 BAR	50

Legenda: - L.L.M. = Luer Lock Maschio
- L.L.F. = Luer Lock Femmina
- V.N.R. = Valvola di Non Ritorno

Legend: - **L.L.M.** = **Male Luer Lock**
- **L.L.F.** = **Female Luer Lock**
- **V.N.R.** = **Check Valve**