


SOMMINISTRAZIONE *Administration*



	CODICE CODE	V.N.R. CHECK VALVES	LUNGHEZZA - LENGHT		P. MAX	CONNESSIONI CONNECTIONS	
			PROLUNGA SPIRALATA COIL EXTENSION	SECONDA VIA SECOND LUMEN			
LINEA DI INTERCONNESSIONE A "T" PER INIETTORI TC-RM A 2 TESTE Interconnection "T" set for 2 heads CT-MRI injector	MCI/623	1	250 cm	20 cm	300 PSI 20,5 BAR	L.L.F. L.L.M.	50
LINEA DI ESTENSIONE PER INIETTORI TC-RM AD 1 TESTA Extension line set for 1 head CT-MRI injector	MCI/623A	1	150 cm	—	300 PSI 20,5 BAR	L.L.F. L.L.M.	50

Legenda: - L.L.M. = Luer Lock Maschio
- L.L.F. = Luer Lock Femmina


Legend: - **L.L.M.** = **Male Luer Lock**
- **L.L.F.** = **Female Luer Lock**



SOMMINISTRAZIONE

Administration



	CODICE CODE	V.N.R. CHECK VALVES	LUNGHEZZA LENGHT	P. MAX	CONNESSIONI CONNECTIONS	
LINEA PAZIENTE Patient line	MCI/624	2	10 cm	320 PSI 22 BAR	L.L.F. L.L.M.	50
LINEA PAZIENTE CON RIGA VERDE Green-striped patient line	MCI/624A	2	20 cm	305 PSI 21 BAR	L.L.F. L.L.M.	50

Legenda: - L.L.M. = Luer Lock Maschio
- L.L.F. = Luer Lock Femmina

Legend: - **L.L.M.** = **Male Luer Lock**
- **L.L.F.** = **Female Luer Lock**