


# SOMMINISTRAZIONE FARMACI FOTOSENSIBILI

## Photosensitive drugs administration



CODICE CODE	VIE CON V.N.R. LINES WITH CHECK VALVE	GOCCIOLATORE DRIP CHAMBER	PERFORATORE SPIKE	REGOLATORE DI FLUSSO FLOW REGULATOR 5-250 ml	CONNESSIONI CONNECTIONS	
MCI/301Q	1	Ø16 x 70mm FILTRO 15 µm 15 µm Filter	2 VIE - FILTRO 1,2 µm 2-way 1,2 µm Air Filter	No	RUBINETTO 3 VIE CON N.L.V. 3-way stopcock with N.L.V. Rotating L.L.M.	50
MCI/301QB	1	Ø18 x110mm FILTRO 15 µm 15 µm Filter	2 VIE CON V.A.U. 2-way with U.A.V.	No	RUBINETTO 3 VIE CON N.L.V. 3-way stopcock with N.L.V. Rotating L.L.M.	50
MCI/301F	2	Ø16 x 70mm FILTRO 15 µm 15 µm Filter	2 VIE - FILTRO 1,2 µm 2-way 1,2 µm Air Filter	No	RUBINETTO 3 VIE CON N.L.V. 3-way stopcock with N.L.V. Rotating L.L.M.	50
MCI/303G	2	Ø16 x 70mm FILTRO 15 µm 15 µm Filter	2 VIE - FILTRO 1,2 µm 2-way 1,2 µm Air Filter	Yes	RUBINETTO 3 VIE CON N.L.V. 3-way stopcock with N.L.V. Rotating L.L.M.	50
MCI/301FB	2	Ø16x110mm FILTRO 15 µm 15 µm Filter	2 VIE CON V.A.U. 2-way with U.A.V.	No	RUBINETTO 3 VIE CON N.L.V. 3-way stopcock with N.L.V. Rotating L.L.M.	50
MCI/301G	4	Ø16 x 70mm FILTRO 15 µm 15 µm Filter	2 VIE - FILTRO 1,2 µm 2-way 1,2 µm Air Filter	No	RUBINETTO 3 VIE CON N.L.V. 3-way stopcock with N.L.V. Rotating L.L.M.	50
MCI/303H	4	Ø16 x 70mm FILTRO 15 µm 15 µm Filter	2 VIE - FILTRO 1,2 µm 2-way 1,2 µm Air Filter	Yes	RUBINETTO 3 VIE CON N.L.V. 3-way stopcock with N.L.V. Rotating L.L.M.	50
MCI/301GB	4	Ø16 x110mm FILTRO 15 µm 15 µm Filter	2 VIE CON V.A.U. 2-way with U.A.V.	No	RUBINETTO 3 VIE CON N.L.V. 3-way stopcock with N.L.V. Rotating L.L.M.	50

PVC DEHP FREE

PER FARMACI FOTOSENSIBILI  
**For photosensitive drugs**

Legenda: - L.L.M. = Luer Lock Maschio  
- L.L.F. = Luer Lock Femmina  
- N.L.V. = Needle-Less Valve  
- V.A.U. = Valvola Aria Unidirezionale  
- V.N.R. = Valvola di Non Ritorno

**Legend:** - **L.L.M.** = Male Luer Lock  
- **L.L.F.** = Female Luer Lock  
- **N.L.V.** = Needle-Less Valve  
- **U.A.V.** = Unidirectional Air Valve  
- **V.N.R.** = Check Valve