

DEFLUSSORI PER UROLOGIA

I deflussori per urologia sono stati appositamente sviluppati per essere il più aderenti possibile alle **necessità di lavaggio urologico**.

Sono disponibili deflussori a una o due vie, in particolare questi ultimi consentono di utilizzare due sacche consecutivamente migliorando l'efficienza dell'operazione.

Il raccordo cono catetere è universale e consente di connettere il deflussore a qualsiasi tipo di catetere presente


sul mercato, ma è **disponibile anche il deflussore con raccordo terminale Luer lock maschio**.

Tutti i deflussori sono dotati di camera di gocciolamento e roller per controllare e regolare il flusso.

Deflussori, sacche UBH e Cystoflow costituiscono quindi un mix sinergico di elevata qualità per fornire soluzioni innovative in grado di dare una risposta concreta ai bisogni e alle necessità dei migliori reparti di urologia.



DEFLUSSORI PER LAVAGGIO UROLOGICO

CODICE	TIPOLOGIA	TUBO - TUBE		GOCCIOLATORE	CONNESSIONI	REGOLATORE FLUSSO	
		LUNGHEZZA mm	Ø mm				
M060760S	1 VIA	1600	4,8x6,8	Ø 19 mm	CONO CATETERE	Roller	50
M060761S	1 VIA	2500	4,8x6,8	Ø 19 mm	CONO CATETERE	Roller	50
M060770S	2 VIE	1600	4,8x6,8	Ø 19 mm	CONO CATETERE	Roller	40
M060771S	2 VIE	2500	4,8x6,8	Ø 19 mm	CONO CATETERE	Roller	40
M060593S	2 VIE	2500	4,8x6,8	Ø 19 mm	L.L.M.	Roller	40

TUTTI I CODICI E CARATTERISTICHE DA PAGINA 16